

NIEUW
Septodont
EDTA crème
voor de
wortelkanaal-
voorbereiding



Canal + Cream

Wortelkanaalreiniging
en verwijderen van de smeerlaag



Canal + Cream

EDTA-crème voor de wortelkanaalreiniging en het verwijderen van de smeerlaag


Toepassing

- Wortelkanaalvoorbereiding met endodontische instrumenten
- Aanwezigheid van calcificatie in het wortelkanaal
- Dunne kanalen in posterieure kiezen
- Verwijderen van de smeerlaag

Samenstelling

EDTA ; PEG

Kenmerken	Voordelen	Voorwaarden
Smerende werking	Vermindert wrijving van endodontische instrumenten	Eenvoudige wortelkanaalvoorbereiding en -vulling
Chelaateffect	Verwijderen van anorganische stoffen (smeerlaagverwijdering)	Effectieve wortelkanaalvoorbereiding en -reiniging



Distributeur:

Septodont NV - SA - Grondwetlaan 87 - 1083 Brussel - België

Tel. : +32 (0)2 425 60 37 - Fax : +32 (0)2 425 36 82

Bezoek onze website voor meer informatie: www.septodont.be - www.septodont.nl

