

Uw op gelatine gebaseerde  
**spons** om bloedingen  
te controleren



# *Hemogelatin*

**Biocompatible & resorbeerbaar  
hemostatisch van varken afkomst**



# Hemogelatin - op basis van gelatine voor een efficiënte bloedingsbehandeling.

Hemogelatin kan droog of gedrenkt met steriele zoutoplossing worden gebruikt door eenvoudige toepassing of door lichte druk uit te oefenen zoals een hemostatisch apparaat voor het controleren van de bloeding.

Eigenschappen	Voordelen	Weldaden
<b>Gelatine (varken oorsprong)</b>	Goede hemostatische werking (1) (absorbeert tot 35 keer eigen gewicht)	Efficiënt beheer van bloedingen
<b>Resorbeerbaar</b>	Geen tweede afspraak nodig	Optimale patiëntenstroom
<b>Flexibele kubusvorm (10x10x10)</b>	Makkelijk te gebruiken en te knippen	Makkelijk te plaatsen; Geschikt voor alle klinische situaties
<b>Sponsjes in individuele blisterverpakking – steriel sponsjes</b>	Behoudt de steriliteit van het product	Innerlijke rust

## Indicaties

Hemogelatin kan worden gebruikt bij:

- Tandextractie
- Periodontale chirurgische wonden
- Hechtingen
- Mondzweren (niet-geïnficeerd of -viraal)
- Traumatische wonden
- Wondjes/zweren t.g.v. een kunstgebit

## Productinformatie

- Varken oorsprong
- Klasse III medisch hulpmiddel
- Doos bevat 24 sponsjes (12 blisters van 2 sponsjes in individuele blisterverpakking)
- Artikelnummer: 10585H



(1) intern bronbestand

Verdeler:

**Septodont NV-SA** – Grondwetlaan 87 – 1083 Brussel - België

Tel. : +32 (0)2 425 60 37 - Fax : +32 (0)2 425 36 82

Bezoek onze website voor meer informatie:

[www.septodont.be](http://www.septodont.be)

[www.septodont.nl](http://www.septodont.nl)

